

核酸检测相关问题一站式解答

由于近期进行核酸检测的人员增加,为让大家方便快捷、安全有效的进行检测,现将区人民医院核酸检测的相关问题汇总如下:

2、五合一新冠核酸检测收费:10元/人;

3、十合一新冠核酸检测收费:10元/人。

- 【核酸采集地点和时间】**

1.门诊核酸采集点(门诊楼南门)

作为应检尽检人员核酸采集点,主要负责门诊和住院患者及陪护人员的核酸标本采集。采集时间均为:每天上午8:00—11:30;下午1:30—4:30。周六、周日及节假日不休息,特殊情况另行通知。

2.社会核酸采集点(医院北门)

负责对社会人员核酸标本的采集。采集时间均为:每天上午8:00—11:30;下午1:30—4:30周六周日和节假日不休息,特殊情况另行通知。

3.急诊核酸采集点

主要负责急诊患者和陪护人员以及北门社会核酸采集点非正常工作时间段的 社会人员核酸标本采集,24小时有工作人员值守。

注意:非正常工作时间段是指:每天中午12:00—13:30;下午16:30—次日上午8:00。
- 【核酸报告发放时间】**

每日上午完成采集并送检的,当日下午3点以后取报告;每日下午完成采集并送检的,次日取报告(急用者可夜间九点以后至北大门自助机处打印)。

注意:由于核酸实验室晚上只做快检标本,因此社会核酸人员,在急诊核酸采集点,非正常时间段下午16:30—次日上午8:00采集核酸标本的,均是次日下午3点取报告。
- 【新冠核酸检测收费标准】**

1、单管新冠核酸检测收费:38.00元/人;

2、五合一新冠核酸检测收费:10元/人;

3、十合一新冠核酸检测收费:10元/人。
- 【快检什么人做? 和普检有啥区别?】**

快检方法是标本直接裂解病毒,释放核酸,直接上机扩增;普检方法的标本需要提取纯化浓缩,再行扩增,因而普检的灵敏度要远远高于快检,所以快检只用于急诊等急等入院治疗患者和陪护的核酸检测,其他人只能做普检。

注意:发热或疑似,来自中高风险地区人员的核酸检测一定不能只做快检!
- 【英文报告】**

即墨区人民医院核酸实验室可以打印英文报告,只能在核酸实验室持有效身份证明打印。英文报告主要包括姓名、性别、年龄、生日、护照号码、检测方法、检测时间等。

注意:

1、每一个国家的要求不一样,一定要提前了解该英文报告格式是否符合目的地国家的要求,以免耽误出行。

2、需要盖章者,到门诊一楼导医台。

3、需要英文报告者,在核酸采集点一定要用护照办理,勿使用身份证。
- 【核酸电子报告查询】**

电子报告在实验室签发后自动生成。

操作步骤:

1、首先微信搜索关注“即墨区人民医院”公众号,随后点击页面右下角的“医健通”按钮。
- 【微信查询健康码关联核酸报告】**

核酸检测报告的关联为有关部门负责上传,检测者信息不完整会影响到该核酸报告的上传。
- 【黄码、红码人员核酸检测处置流程】**

1、发现黄码或红码人员,立即上报医务科。

2、预检分诊做好登记,带到医院南门平房暂时隔离处,与工作人员做好交接。
- 【发现行程卡带※号者(疫情重点地区来青返青人员)处置流程】**

1、发现行程卡带※号,且来青后未行核酸检测者,上报所在社区,由社区统一安排到指定地点进行检测。

2、发现行程卡带※号,且来青后核酸检测结果为阴性者,提供核酸报告单,体温正常且无呼吸道症状者,做好登记后可在本院进行核酸检测。

(范学伟)



区中医医院

自制糖浆,小儿止咳效果好

入冬以来,气温冷热不定,致使儿科外感患者猛增。宝宝在流涕、发烧的同时,多伴有咳嗽、痰多的症状。小儿形气未充,肺脏娇嫩,对外感引发的咳嗽若不及时治愈,易诱发哮喘、支气管炎、肺炎等病症。

区中医医院生产的自制制剂“润肺止咳糖浆”,对此轮外感引起的咳嗽有明显疗效。经众多小患者使用后证明,润肺止咳糖浆疗效确切,可明显缓解患儿的咳嗽症状,缩短病程,并已得到了广大宝爸、宝妈的认可。

方子真,效才好。润肺止咳糖浆

是该院医师的临床经验方,以镇咳平喘、祛痰消炎见长,主要用于治疗慢性支气管炎、支气管哮喘、急性咽炎、小儿肺炎等,在该院使用已有20多年的历史,其确切的疗效,为众多患者解除了咳嗽的困扰。早在2004年本制剂就已通过山东省药品监督管理局审核注册,其批准文号也几经变更,现为“鲁药制字Z02080228”。

药材好,药才好。该制剂由桔梗、紫菀、地龙、知母、瓜蒌、麦冬等十四味中药组成。遵循“药材好,药才好”的宗旨,我们从国内中药饮片生产加工的龙头企业采购原药材,原料药的质量得到了充分保证。

水好,药更浓。制药用水非一般的饮用水,而是符合国家药典标准的纯化水,该水由二级反渗透纯水机制备,完全符合国家药典关于制药用水的严苛标准。这种水更易渗透到药材的组织、细胞中去,提取效率高,令草药中的成分尽可能的溶出。

设备先进,增药效。本制剂的提取设备是具有现代化水平的双效提取机组。该机组为密闭系统,可确保草药当中挥发性成分不会丢失;同时该机组又可低温减压浓缩,减少了药液中不耐热成分的破坏,最大限度的保证了处方中各成分的完整。

终端灭菌,更卫生。制剂在灌装完毕后,会立即进行湿热蒸汽灭菌,以确保制剂的卫生学检查符合国家标准。经检验,制剂中微生物的菌落数量远远低于国家药典标准规定数量,患者可放心服用。由于该药气味芳香,味道甘甜微涩,口感较佳,服用方便,非常适合儿童患者的服用。

(吴彩霞)



1月24日,鳌山卫卫生院对放射科、餐厅、锅炉房、配电室、家属楼、职工宿舍等重点场所和区域进行了安全生产工作专项检查。要求各科室责任到人,加强对重点设备、重点物品及重要环节的管理,强化源头治理,消除安全隐患,确保春节期间医院各项工作安全有序运转。

(赵丽峰 卢婷婷)